



Strümpfe • Bas • Calze

Kompressionsstrümpfe

Bas médicaux

Le calze medicali

Kompression an der Fesse:

- Klasse 1: 18-21 mmHg
- Klasse 2: 23-32 mmHg


Valeur de la compression à la cheville:

- Classe 1: 18-21 mmHg
- Classe 2: 23-32 mmHg

Valore di compressione a livello della caviglia:

- Classe 1: 18-21 mmHg
- Classe 2: 23-32 mmHg





Kompressionsstrümpfe von Orthoservice gibt es in den Kompressionsklassen 1 und 2: sie erleichtern den Rückfluss von unten nach oben (von den Füßen bis zum Herzen) sowie von den oberflächlichen in die tiefer liegenden Gefäße.

Les bas médicaux Orthoservice sont de classe 1 et de classe 2: ils favorisent le retour veineux du bas vers le haut (des pieds au cœur) ainsi que du système veineux superficiel au système veineux profond.

Le calze medicali Orthoservice sono di Classe 1 e Classe 2: permettono il ritorno venoso dal basso verso l'alto (dai piedi al cuore) oltre che dal sistema venoso superficiale a quello profondo.

LINEA NATURAL



BEIGE
BEIGE
BEIGE



Unisex

NATURAL



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

D Kompressionsstrümpfe aus Baumwoll-Mischgewebe

F Bas Médicaux en filé mixte coto

I Calze medicali in filato misto-cotone

D EIGENSCHAFTEN UND MATERIALIEN

- Aus Baumwoll-Mischgewebe
- Kompressionsstrümpfe, mit modernsten computergestützten Rundwirkmaschinen gefertigt
- Eventuelle Nähte sind elastisch und extraflach
- Aus erstklassigem Schweizer Garn:
 - sehr flach
 - weich auf der Haut
 - sehr lange Haltbarkeitsgarantie und resistent gegen Cremes und Pomaden
 - Langfristig nachhaltige Elastizität und Kompression
- Durchgefärbt und somit gleichförmige Farbe und langfristige Elastizität
- Besonders strapazierfähiges Spezialgewebe an Ferse und am Rand
- Zahlreiche visuelle und instrumentelle Qualitätsprüfungen
- Unisex

F CARACTÉRISTIQUES ET MATÉRIAUX

- Bas réalisés en filé mixte coton
- Bas médicaux produits avec des machines circulaires informatisées de dernière génération
- Coutures élastiques extrêmement plates (si présentes)
- Bas réalisés avec des filés suisses de première qualité:
 - fine épaisseur
 - doux au toucher
 - garantie de très grande durée et de résistance aux baumes et pommades
 - excellente conservation dans le temps des propriétés d'élasticité et de compression
- Teints en fil, pour une meilleure uniformité de la couleur et une meilleure conservation de l'élasticité dans le temps
- Trame spéciale au talon et sur la pointe, pour une plus grande résistance
- Nombreux contrôles de qualité effectués, à la fois visuellement et avec des instruments munis de capteurs

I CARATTERISTICHE E MATERIALI


- Realizzate in filato misto-cotone
- Prodotte con macchine circolari computerizzate di ultima generazione
- Cuciture elastiche a bassissimo profilo
- Realizzate con filati svizzeri di primissima qualità:
 - spessore sottile
 - soffice al tatto
 - garanzia di durata molto elevata e resistenza a unguenti e pomate
 - ottimo mantenimento delle proprietà elastiche-compressive nel tempo
- Tinte in filo per una migliore uniformità del colore e un miglior mantenimento dell'elasticità nel tempo
- Trama speciale al tallone e sulla punta per una maggior resistenza
- Numerosi controlli di qualità effettuati visivamente e con strumenti sensorizzati

Kniestrumpf AD
Mi-bas AD
Gambaletto AD

- Klasse 1: 18-21 mmHg
- Klasse 2: 23-32 mmHg
- Classe 1: 18-21 mmHg
- Classe 2: 23-32 mmHg
- Classe 1: 18-21 mmHg
- Classe 2: 23-32 mmHg



Monocollant AG
Fußspitze offen
Hémi-collant AG
pointe ouverte
Monocollant AG
punta aperta



Collant AT
Collant AT
Collant AT



Halterloser
Schenkelstrumpf
AG Fußspitze
offen
Auto-fixant AG
pointe ouverte
Autoreggente AG
punta aperta

ZUSAMMENSETZUNG

- Klasse 1: 74% Polyamid - 26% Elastan
- Klasse 2: 70% Polyamid - 30% Elastan

COMPOSITION

- Classe 1: 74% Polyamide - 26 % Élasthanne
- Classe 2: 70% Polyamide - 30 % Élasthanne

COMPOSIZIONE

- Classe 1: 50% Poliammide - 30% Cotone - 20% Elastan
- Classe 2: 46% Poliammide - 30% Cotone - 24% Elastan

VERFÜGBARE VARIANTEN • VERSIONS DISPONIBLES • VARIANTI DISPONIBILI

LINEA NATURAL	Kompressionsklasse Classe de compression Classe compressione		Farbe Couleur Colore	Fußspitze Type de pointe Tipo punta		Länge Longueur Lunghezza	
	1	2	Beige Beige Beige	Offen Ouverte Aperta	Geschlossen Fermée Chiusa	Standard Standard Standard	Long Long Long
Kniestrumpf AD Mi-bas AD Gambaletto AD	•	•	•	•	ND	•	•
Halterloser Schenkelstrumpf AG Auto-fixant AG Autoreggente AG	•	•	•	•	ND	•	•
Monocollant AG (re./li.) Hémi-collant AG (droite/gauche) Monocollant AG (dx/sx)	•	•	•	•	ND	•	•
Collant AT Collant AT Collant AT	•	•	•	ND	•	•	•


MASSTABELLE • TABLEAU DE MESURES • TABELLA MISURE

UMFANG (CM) • CIRCONFÉRENCES (CM) • CIRCONFERENZE (cm)

GRÖSSEN • TAILLES • TAGLIE	XS	S	M	L	XL	XXL
Taille / Taille / Vita	cT	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110 110-120
Schenkel / Cuisse / Coscia	cG	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72 68-76
Halber Schenkel / Mi-Cuisse / Mezza Coscia	cF	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60 59-64
Kniekehle / Sous le genou / Sottoginocchio	cD	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47 46-51
Wade / Mollet / Polpaccio	cC	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47 46-51
Fessel / Cheville / Caviglia	cB	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29 29-31

LÄNGE LONG (CM) • LONGUEUR LONG (CM) • LUNGHEZZE (cm)

MODELL • MODÈLE • MODELLO	GRÖSSEN / TAILLES TAGLIE	STANDARD/STANDARD STANDARD	LONG / LONG / LONG
Kniestrumpf AD / Mi-bas AD / Gambaletto AD	lD	35-41	40-45
Halterloser Schenkelstrumpf AG / Auto-fixant AG / Autoreggente AG	lG	65-72	73-82
Monocollant AG / Hémi-collant AG / Monocollant AG	lG	65-72	73-82
Collant AT / Collant AT / Collant AT	lG	65-72	73-82



LINEA ELECTA



BEIGE
BEIGE
BEIGE



SCHWARZ
NOIR
NERO



Unisex

ELECTA



Collant AT

- Klasse 1: 18-21 mmHg
- Klasse 2: 23-32 mmHg
- Classe 1: 18-21 mmHg
- Classe 2: 23-32 mmHg
- Classe 1: 18-21 mmHg
- Classe 2: 23-32 mmHg

D Kompressionsstrümpfe aus Mischgewebe

F Bas Médicaux en filé multifibre

I Calze Medicali in filato multifibra



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

D EIGENSCHAFTEN UND MATERIALIEN

- Aus Mischgewebe
- Kompressionsstrümpfe, mit modernsten computergestützten Rundwirkmaschinen gefertigt
- Eventuelle Nähte sind elastisch und extraflach
- Aus erstklassigem Schweizer Garn:
 - sehr flach
 - weich auf der Haut
 - sehr lange Haltbarkeitsgarantie und resistent gegen Cremes und Pomaden
 - Langfristig nachhaltige Elastizität und Kompression
- Durchgefärbt und somit gleichförmige Farbe und langfristige Elastizität
- Besonders strapazierfähiges Spezialgewebe an Ferse und Spitze
- Zahlreiche visuelle und instrumentelle Qualitätsprüfungen

F CARACTÉRISTIQUES ET MATÉRIAUX

- Bas réalisés en filé multifibre
- Bas médicaux produits avec des machines circulaires informatisées de dernière génération
- Coutures élastiques extrêmement plates (si présentes)
- Bas réalisés avec des filés suisses de première qualité :
 - fine épaisseur
 - doux au toucher
 - garantie de très grande durée et de résistance aux baumes et pommades
 - excellente conservation dans le temps des propriétés d'élasticité et de compression
- Teints en fil, pour une meilleure uniformité de la couleur et une meilleure conservation de l'élasticité dans le temps
- Trame spéciale au talon et sur la pointe, pour une plus grande résistance
- Nombreux contrôles de qualité effectués, à la fois visuellement et avec des instruments munis de capteurs

I CARATTERISTICHE E MATERIALI

- Realizzate in filato misto-cotone
- Prodotte con macchine circolari computerizzate di ultima generazione
- Cuciture elastiche a bassissimo profilo
- Realizzate con filati svizzeri di primissima qualità:
 - spessore sottile
 - soffice al tatto
 - garanzia di durata molto elevata e resistenza a unguenti e pomate
 - ottimo mantenimento delle proprietà elastiche-compressive nel tempo
- Tinte in filo per una migliore uniformità del colore e un miglior mantenimento dell'elasticità nel tempo
- Trama speciale al tallone e sulla punta per una maggior resistenza
- Numerosi controlli di qualità effettuati visivamente e con strumenti sensorizzati



Halterloser Schenkelstrumpf AG
Fußspitze offen
Auto-fixant AG
pointe ouverte
Autoreggente AG
punta aperta



Halbe Strumpfhose AG
Fußspitze offen
Hémi-collant AG
pointe ouverte
Monocollant AG
punta aperta



Kniestrumpf AD
Mi-bas AD
Gambaletto AD

VERFÜGBARE VARIANTEN • VERSIONS DISPONIBILI • VARIANTI DISPONIBILI

LINEA ELECTA	Farbe Couleur Colore	Kompressionsklasse Classe de compression Classe compressione		Fußspitze Type de pointe Tipo punta		Länge Longueur Lunghezza	
		1	2	Offen Ouverte Aperta	Geschlossen Fermée Chiusa	Standard Standard Standard	Long Long Long
Kniestrumpf AD Mi-bas AD Gambaletto AD	Beige/Beige/Beige Schwarz/Noir/Nero	•	•	•	•	•	•
Halterloser Schenkelstrumpf AG Auto-fixant AG Autoreggente AG	Beige/Beige/Beige Schwarz/Noir/Nero	•	•	•	• (solo CL1)	•	•
Halbe Strumpfhose AG (re./li.) Hémi-collant AG (droite/gauche) Monocollant AG (dx/sx)	Beige Beige Beige	•	•	•	ND	•	•
Strumpfhose AT Collant AT Collant AT	Beige/Beige/Beige Schwarz/Noir/Nero	•	•	ND	•	•	•
Schwangerschafts- Strumpfhose AT Collant AT maternité Collant AT materna	Beige Beige Beige	•	•	ND	•	•	•


MASSTABELLE • TABLEAU DE MESURES • TABELLA MISURE

UMFANG (CM) • CIRCONFÉRENCES (CM) • CIRCONFERENZE (cm)

GRÖSSEN • TAILLES • TAGLIE		XS	S	M	L	XL	XXL
Taille / Taille / Vita	cT	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
Schenkel / Cuisse / Coscia	cG	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
Halber Schenkel / Mi-Cuisse / Mezza Coscia	cF	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
Kniekehle / Sous le genou / Sottoginocchio	cD	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
Wade / Mollet / Polpaccio	cC	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
Fessel / Cheville / Caviglia	cB	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31

LÄNGE LONG (CM) • LONGUEUR LONG (CM) • LUNGHEZZE (cm)

MODELL • MODÈLE • MODELLO	GRÖSSEN / TAILLES TAGLIE	STANDARD/STANDARD STANDARD	LONG / LONG / LONG
Kniestrumpf AD / Mi-bas AD / Gambaletto AD	/D	35-41	40-45
Halterloser Schenkelstrumpf AG / Auto-fixant AG / Autoreggente AG	/G	65-72	73-82
Halbe Strumpfhose AG / Hémi-collant AG / Monocollant AG	/G	65-72	73-82
Strumpfhose AT / Collant AT / Collant AT	/G	65-72	73-82



- ZUSAMMENSETZUNG**
- Klasse 1: 74% Polyamid - 26% Elastan
 - Klasse 2: 70% Polyamid - 30% Elastan
- COMPOSITION**
- Classe 1: 74 % Polyamide - 26 % Élasthanne
 - Classe 2: 70 % Polyamide - 30 % Élasthanne
- COMPOSIZIONE**
- Classe1: 74% Poliammide - 26% Elastan
 - Classe2: 70% Poliammide - 30% Elastan



Halbe Strumpfhose AG
Hémi-collant AG
Monocollant AG



Hautfreundlicher
Unterstrumpf, um die
Medikation an Ort
und Stelle zu halten

Sous-chaussette douce
pour la peau à maintenir
en place le pansement

Sottocalza delicato
sulla pelle per
mantenere in sede
la medicazione

ELECTA

LINEA ELECTA



Unisex



BEIGE
BEIGE
BEIGE



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Kit post op

VERFÜGBARE VARIANTEN • VERSIONS DISPONIBILI • VARIANTI DISPONIBILI

ELECTA POST OP	Farbe Couleur Colore	Kompressionsklasse Classe de compression Classe compressione		Fußspitze Type de pointe Tipo punta		Länge Longueur Lunghezza	
		1	2	Offen Ouvverte Aperta	Geschlossen Fermée Chiusa	Standard Standard Standard	Long Long Long
Halbe Strumpfhose AG (re./li.) Hémi-collant AG (droite/gauche) Monocollant AG (dx/sx)	Beige Beige Beige	•	•	•	ND	•	•

MASSTABELLE • TABLEAU DE MESURES • TABELLA MISURE

UMFANG (CM) • CIRCONFÉRENCES (CM) • CIRCONFERENZE (cm)

GRÖSSEN • TAILLES • TAGLIE		XS	S	M	L	XL	XXL
Taille / Taille / Vita	cT	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
Schenkel / Cuisse / Coscia	cG	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
Halber Schenkel / Mi-Cuisse / Mezza Coscia	cF	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
Kniekehle / Sous le genou / Sottoginocchio	cD	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
Wade / Mollet / Polpaccio	cC	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
Fessel / Cheville / Caviglia	cB	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31

LÄNGE LONG (CM) • LONGUEUR LONG (CM) • LUNGHEZZE (cm)

MODELL • MODÈLE • MODELLO	GRÖSSEN / TAILLES TAGLIE	STANDARD/STANDARD STANDARD	LONG / LONG LONG
Halbe Strumpfhose AG / Hémi-collant AG / Monocollant AG	I/G	65-72	73-82

INHALT: Einbein-Strumpfhose Electa CL2 mit offener Fußspitze
(Standard oder extralang)

2 Unterstrümpfe zum Fixieren des Verbands (Einheitsgröße)

CONTENU: Hémi-collant Electa CL2 pointe ouverte (standard ou long)
2 Sous-collants fixe-bandage (taille unique)

CONTENUTO: Monocollant Electa CL2 punta aperta (standard o long)
2 Sottocalze fissa-medicazione (taglia unica)



ZUSAMMENSETZUNG

- Klasse 1: 50% Polyamid - 30% Baumwolle - 20% Elasthan
- Klasse 2: 46% Polyamid - 30% Baumwolle - 24% Elasthan

COMPOSITION

- Classe 1: 50 % Polyamide - 30 % Coton - 20 % Élasthanne
- Classe 2: 46 % Polyamide - 30 % Coton - 24 % Élasthanne

COMPOSIZIONE

- Classe1: 50% Poliammide 30% Cotone - 20% Elasthan
- Classe2: 46% Poliammide 30% Cotone - 24% Elasthan

- Klasse 1: 18-21 mmHg
- Klasse 2: 23-32 mmHg
- Klasse 1: 18-21 mmHg
- Klasse 2: 23-32 mmHg
- Klasse 1: 18-21 mmHg
- Klasse 2: 23-32 mmHg

LINEA ELECTA

ELECTA



Unisex



Electa Orthopaedic

Kniestrumpf, ideal bei postoperativem Ödem, nach dem Entfernen von Gipsverbänden und bei posttraumatischer Behandlung.

Mi-bas idéal pour les patients ayant un œdème postopératoire, post-traumatique ou après avoir retiré un plâtre.

Mono-gambaletto ideale per pazienti con edema post-op, post-rimozione gesso e post-trauma.



Kniestrumpf AD Fußspitze offen
Hémi-Mi-bas AD pointe ouverte
Mono-Gambaletto AD punta aperta

- Klasse 1: 18-21 mmHg
- Klasse 2: 23-32 mmHg
- Classe 1: 18-21 mmHg
- Classe 2: 23-32 mmHg
- Classe 1: 18-21 mmHg
- Classe 2: 23-32 mmHg

VERFÜGBARE VARIANTEN • VERSIONS DISPONIBLES • VARIANTI DISPONIBILI

ELECTA ORTHOPAEDIC	Kompressionsklasse Classe de compression Classe compressione		Farbe Couleur Colore	Fußspitze Type de pointe Tipo punta		Länge Longueur Lunghezza	
	1	2		Offen Ouverte Aperta	Geschlossen Fermée Chiusa	Standard Standard Standard	Long Long Long
Kniestrumpf AD Hémi-Mi-bas AD Mono-Gambaletto AD	•	•	•	•	ND	•	•

MASSTABELLE • TABLEAU DE MESURES • TABELLA MISURE

UMFANG (CM) • CIRCONFÉRENCES (CM) • CIRCONFERENZE (cm)

GRÖSSEN • TAILLES • TAGLIE		XS	S	M	L	XL	XXL
Kniekehle / Sous le genou / Sottoginocchio	cD	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
Wade / Mollet / Polpaccio	cC	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
Fessel / Cheville / Caviglia	cB	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31

LÄNGE LONG (CM) • LONGUEUR LONG (CM) • LUNGHEZZE (cm)

MODELL • MODÈLE • MODELLO	GRÖSSEN / TAILLES TAGLIE	STANDARD/STANDARD STANDARD	LONG / LONG LONG
Kniestrumpf AD / Hémi-Mi-bas AD / Mono-Gambaletto AD	ID	35-41	40-45

ZUSAMMENSETZUNG


- Klasse 1: 74% Polyamid - 26% Elastan
- Klasse 2: 70% Polyamid - 30% Elastan

COMPOSITION

- Classe 1: 74 % Polyamide - 26 % Élasthanne
- Classe 2: 70 % Polyamide - 30 % Élasthanne

COMPOSIZIONE

- Classe 1: 74% Poliammide - 26% Elastan
- Classe 2: 70% Poliammide - 30% Elastan



KOMPRESSIONSSTRÜMPFE • BAS MÉDICAUX • CALZE MEDICALI • LINEA ELECTA

LINEA TH



Halbe Strumpfhose mit Inspektionsöffnung

Hémi-collant pointe inspectable

Monocollant punta ispezionabile



Halbe Strumpfhose
Hémi-collant
Monocollant

ZUSAMMENSETZUNG

- 82% Polyamid - 18% Elastan

COMPOSITION

- 82% Polyamide - 18% Elastan


COMPOSIZIONE

- 82% Poliammide - 18% Elastan

Kniestrumpf
Fußspitze offen

Mi-bas pointe
ouverture

Gambaletto
punta aperta



Strümpfe für die Thromboembolie-Prophylaxe



Unisex

Bas élastiques anti-thrombose

Calze per profilassi anti-tromboembolia



WEISS
BLANC
BIANCO



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



LATEX
FREE

VERFÜGBARE VARIANTEN • VERSIONS DISPONIBLES • VARIANTI DISPONIBILI

LINEA TH	Farbe Couleur Colore	Fußspitze Type de pointe Tipo punta		Länge Longueur Lunghezza	
	Weiß Blanc Bianco	Offen Ouverte Aperta	Geschlossen Fermée Chiusa	Standard Standard Standard	Long Long Long
Kniestrumpf AD Mi-bas AD Gambaletto AD	•	•	ND	•	•
Halterloser Schenkelstrumpf AG Auto-fixant AG Autoreggente AG	•	•	ND	•	•
Halbe Strumpfhose AG (re./li.) Hémi-collant AG (droite/gauche) Monocollant AG (dx/sx)	•	ND	•	•	•

MASSTABELLE • TABLEAU DE MESURES • TABELLA MISURE

KNIESTRUMPF / MI-BAS / GAMBALETTO

GRÖSSEN • TAILLES • TAGLIE	S	M	L	XL
cB [cm]	18-21	21-24	24-27	27-30
cC [cm]	26-32	32-38	38-44	44-50
ID [cm]	Standard: bis zu 41 / jusqu'à 41 / fino a 41			
	Long: über 41 / au-delà de 41 / oltre 41			

HALTERLOSER / AUTO-FIXANT / AUTOREGGENTE

GRÖSSEN • TAILLES • TAGLIE	S	M	L	XL
cB [cm]	18-21	21-24	24-27	27-30
cC [cm]	26-32	32-38	38-44	44-50
cF [cm]	45-55	50-60	55-65	60-70
IG [cm]	Standard: bis zu 74 / jusqu'à 74 / fino a 74			
	Long: über 74 / au-delà de 74 / oltre 74			

MONOCOLLANT* / HÉMI-COLLANT* / MONOCOLLANT*

GRÖSSEN • TAILLES • TAGLIE	S	M	L	XL
cB [cm]	18-21	21-24	24-27	27-30
cC [cm]	26-32	32-38	38-44	44-50
cF [cm]	45-55	50-60	55-65	60-70
IG [cm]	Standard: bis zu 74 / jusqu'à 74 / fino a 74			
	Long: über 74 / au-delà de 74 / oltre 74			

* rechte oder linke Seite angeben

* préciser à droite ou à gauche

* specificare destro o sinistro



Stützstrümpfe Les bas de soutien Le calze sostegno

Kompressionsstrümpfe ein leicht anzuwendendes und sehr nützliches Hilfsmittel, um die Beine gut durchblutet, elastisch und in Form zu halten.

Porter des **bas de compression** est une précaution facile à prendre et qui se révèle extrêmement utile pour maintenir les jambes toujours toniques, élastiques et en bonne santé.

Indossare **calze compressive** è un accorgimento facile da adottare che si rivela estremamente utile per mantenere le gambe sempre toniche, elastiche e in buona salute.

LINEA METROPOLITAN MILK



SCHWARZ
NOIR
NERO




BLAU
BLEU
BLU



Unisex



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



D Stützstrümpfe mit Milchfaser

F Bas de soutien en filé avec fibre de lait

I Calze sostegno in filato con fibra di latte

D EIGENSCHAFTEN UND MATERIALIEN

- Mit Naturfasern aus Milchproteinen, hautverträglich und sehr angenehm auf der Haut
- Körpergerechte, verstärkte Ferse und Fußspitze
- Zahlreiche visuelle und instrumentelle Qualitätsprüfungen

F CARACTÉRISTIQUES ET MATÉRIAUX

- Présence de fibre naturelle à base de protéine de lait, compatible avec la peau et agréable au toucher.
- Le talon et la pointe sont anatomiques et renforcés
- Nombreux contrôles de qualité effectués, à la fois visuellement et avec des instruments munis de capteurs.

I CARATTERISTICHE E MATERIALI

- Presenza di fibra proteica derivata dal latte, naturale, dermocompatibile e piacevole al tatto
- Tallone e punta anatomici e rinforzati
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati

ZUSAMMENSETZUNG

- 53% Viskose - 23% Milchproteinfaser - 14% Polyamid - 10% Elasthan

COMPOSITION

- 53% Viscose - 23% Protéine de lait - 14% Polyamide - 10% Élasthanne

COMPOSIZIONE

- 53% Viscosa - 23% Proteica (latte) - 14% Poliammide - 10% Elasthan

- Klasse 1: 18-21 mmHg
- Klasse 2: 23-32 mmHg
- Classe 1: 18-21 mmHg
- Classe 2: 23-32 mmHg
- Classe 1: 18-21 mmHg
- Classe 2: 23-32 mmHg

VERFÜGBARE VARIANTEN • VERSIONS DISPONIBLES • VARIANTI DISPONIBILI

METROPOLITAN MILK	Kompression Compression Compressione	Farbe Couleur Colore		Fußspitze Type de pointe Tipo punta		Länge Longueur Lunghezza	
	15/18 mmHg	Schwarz Noir Nero	Blau Bleu Blu	Offen Ouverte Aperta	Geschlossen Fermée Chiusa	Standard Standard Standard	Long Long Long
Kniestrumpf Mi-bas Gambaletto	•	•	•	ND	•	•	ND

MASSTABELLE • TABLEAU DE MESURES • TABELLA MISURE

GRÖSSEN • TAILLES • TAGLIE	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
Schuhgröße [EU] / Pointure chaussure [EU] Taglia scarpa [EU]	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
Fußlänge [cm] / Longueur pied [cm] / Misura piede [cm]	23-25	24.4-26.4	25.7-27.7	27-29	28.4-30.4
Fesselumfang [cm] / Tour de Cheville [cm] / Circonferenza caviglia [cm]	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30



LINEA SUITE LADY



SCHWARZ
NOIR
NERO



NERZ
VISON
VISONE



PLAYA
PLAYA
PLAYA



CLEAR
CLEAR
CLEAR



Lady

SUITE
LADY

Strumpfhose
Collant
Collant



D Stützstrümpfe aus Netzgewebe

F Bas de soutien en maille filet

I Calze sostegno in maglia a rete



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

D EIGENSCHAFTEN UND MATERIALIEN

- Netzgewebe
- Körpergerechte, verstärkte Ferse und Fußspitze
- Zahlreiche visuelle und instrumentelle Qualitätsprüfungen

F CARACTÉRISTIQUES ET MATÉRIAUX

- Maille filet
- Talon et pointe anatomiques et renforcés
- Nombreux contrôles de qualité effectués, à la fois visuellement et avec des instruments munis de capteurs

I CARATTERISTICHE E MATERIALI

- Maglia a rete
- Tallone e punta anatomici e rinforzati
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati

ZUSAMMENSETZUNG

- 12-14mmHg (70 DEN): 83% Polyamid, 17% Elastan
- 15-18mmHg (140 DEN): 75% Polyamid, 25% Elastan

COMPOSITION

- 12-14 mmHg (70 DEN): 83% Polyamide, 17% Élasthanne
- 15-18 mmHg (140 DEN): 75% Polyamide, 25% Élasthanne

COMPOSIZIONE

- 12-14mmHg (70 DEN): 83% Poliammide, 17% Elastan
- 15-18mmHg (140 DEN): 75% Poliammide, 25% Elastan



Halterloser
Schenkelstrumpf
Auto-fixant
Autoreggente

VERFÜGBARE VARIANTEN • VERSIONS DISPONIBLES • VARIANTI DISPONIBILI

SUITE LADY	Kompressionsklasse Classe de compression Classe compressione		Farbe / Couleur / Colore				Fußspitze Type de pointe Tipo punta		Länge Longueur Lunghezza	
	12/14mmHg (70 DEN)	15/18mmHg (140 DEN)	Schwarz / Noir / Nero	Nerz / Vison / Visone	Playa / Playa / Playa	Clear / Clear / Clear	Offen / Ouverte / Aperta	Geschlossen / Fermée / Chiusa	Standard / Standard / Standard	Long / Long / Long
Kniestrumpf Mi-bas Gambaletto	•	•	•	•	•	•	ND	•	•	ND
Halterloser Schenkelstrumpf Auto-fixant Autoreggente	•	•	•	•	•	•	ND	•	•	ND
Strumpfhose Collant Collant	•	•	•	•	•	•	ND	•	•	ND
Kalibrierte Strumpfhose Collant calibré Collant calibrato	• ND	ND •	ND •	• •	ND ND	• ND	ND ND	• •	• •	ND ND

MASSTABELLE • TABLEAU DE MESURES • TABELLA MISURE

UMFANG (CM) • CIRCONFÉRENCES (CM) • CIRCONFERENZE (cm)

GRÖSSEN • TAILLES • TAGLIE	1	2	3	4	5
Größe [cm] / Hauteur [cm] / Altezza [cm]	154-162	158-166	162-174	166-182	174-190
Gewicht [kg] / Poids [kg] / Peso [kg]	43-53	48-63	58-73	63-83	68-93
Fesselumfang [cm] / Tour de Cheville [cm] Circonfenza caviglia [cm]	18-20.5	20.5-23	23-25.5	25.5-28	28-30.5



Kniestrumpf
Mi-bas
Gambaletto



LINEA SUITE MAN



SCHWARZ
NOIR
NERO



BLAU
BLEU
BLU



Man

SUITE
MAN



Kniestrumpf
Mi-bas
Gambaletto

D Stützstrümpfe aus Baumwoll-Mischgewebe

F Bas de soutien en filé mixte coton

I Calze sostegno in filato misto-cotone



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

D EIGENSCHAFTEN UND MATERIALIEN

- 70% Baumwolle
- Verstärkter Wadenbereich
- Körpergerechte, verstärkte Ferse und Fußspitze
- Zahlreiche visuelle und instrumentelle Qualitätsprüfungen

F CARACTÉRISTIQUES ET MATÉRIAUX

- Composés de 70% de coton
- Zone renforcée au niveau du mollet
- Le talon et la pointe sont anatomiques et renforcés
- Nombreux contrôles de qualité effectués, à la fois visuellement et avec des instruments munis de capteurs

I CARATTERISTICHE E MATERIALI

- Composti al 70% di cotone
- Zona polpaccio rinforzata
- Tallone e punta anatomici e rinforzati
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati

ZUSAMMENSETZUNG

- 70% Baumwolle - 15% Polyamid - 15% Elastan

COMPOSITION

- 70% Coton - 15% Polyamide - 15% Élasthanne

COMPOSIZIONE

- 70% Cotone - 15% Poliammide - 15% Elastan



Kniestrumpf
Mi-bas
Gambaletto

VERFÜGBARE VARIANTEN • VERSIONS DISPONIBLES • VARIANTI DISPONIBILI

SUITE MAN	Kompression Compression Compressione		Farbe Couleur Colore		Fußspitze Type de pointe Tipo punta		Länge Longueur Lunghezza	
	12/14mmHg	15/18mmHg	Schwarz Noir Nero	Blau Bleu Blu	Offen Ouverte Aperta	Geschlossen Fermée Chiusa	Standard Standard Standard	Long Long Long
Kniestrumpf Mi-bas Gambaletto	•	•	•	•	ND	•	•	ND

MASSTABELLE • TABLEAU DE MESURES • TABELLA MISURE

GRÖSSEN • TAILLES • TAGLIE	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
Schuhgröße [EU] / Pointure chaussure [EU] Taglia scarpa [EU]	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
Fußlänge [cm] / Longueur pied [cm] / Misura piede [cm]	23-25	24.4-26.4	25.7-27.7	27-29	28.4-30.4
Fesselumfang [cm] / Tour de Cheville [cm] / Circonferenza caviglia [cm]	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30



STÜTZSTRÜMPFE • LES BAS DE SOUTIEN • CALZE SOSTEGNO • LINEA SUITE MAN



LINEA DIA SOFT



WEISS
BLANC
BIANCO



SCHWARZ
NOIR
NERO



BLAU
BLEU
BLU



Unisex



Kniestrumpf
Mi-bas
Gambaletto

D Diabetikerstrümpfe mit Crabyon-Garn

F Bas pour diabétiques en filé avec fibre Crabyon

I Calze per diabetico in filato con fibra Crabyon



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

EIGENSCHAFTEN UND MATERIALIEN

- Sehr dünnes Gewebe
- Nahtlos
- Funktionsfaser aus Crabyon, atmungsaktiv und bakterienhemmend
- Zahlreiche visuelle und instrumentelle Qualitätsprüfungen

CARACTÉRISTIQUES ET MATÉRIAUX

- Épaisseur réduite
- Aucune couture
- Fibre fonctionnelle en Crabyon, respirante et antibactérienne
- Nombreux contrôles de qualité effectués, à la fois visuellement et avec des instruments munis de capteurs

CARATTERISTICHE E MATERIALI

- Spessore ridotto
- Senza cuciture
- Fibra funzionale in Crabyon, traspirante e antibatterica
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati

ZUSAMMENSETZUNG

- 66% Baumwolle - 17% Viskose/Crabyon - 11% Polyamid - 6% Elastan

COMPOSITION

- 66% Coton - 17% viscose/Crabyon - 11% Polyamide - 6% Élasthanne

COMPOSIZIONE

- 66% Cotone - 17% viscosa/Crabyon - 11% Poliammide - 6% Elastan

VERFÜGBARE VARIANTEN • VERSIONS DISPONIBLES • VARIANTI DISPONIBILI

DIA SOFT	Farbe Couleur Colore			Fußspitze Type de pointe Tipo punta	
	Weiß Blanc Bianco	Schwarz Noir Nero	Blau Bleu Blu	Offen Ouverte Aperta	Geschlossen Fermée Chiusa
Halbe Kniestrumpf Wade Mi-bas à moitié du mollet Gambaletto mezzo polpaccio	•	•	•	ND	•
Kniestrumpf Mi-bas Gambaletto	ND	•	•	ND	•

MASSTABELLE • TABLEAU DE MESURES • TABELLA MISURE

GRÖSSEN • TAILLES • TAGLIE	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
Schuhgröße [EU] / Pointure chaussure [EU] / Taglia scarpa [EU]	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
Fußlänge [cm] / Longueur pied [cm] / Misura piede [cm]	21.7-23.7	23-25	24.4-26.4	25.7-27.7	27-29	28.4-30.4

Halbe Kniestrumpf Wade
Mi-bas à moitié du mollet
Gambaletto mezzo polpaccio



MAßGESCHNEIDERTE SOCKEN

MESSUNGEN MÜSSEN AM MORGEN GENOMMEN WERDEN.
FÜR FALSCHES MESSUNGEN WIRD KEINE HAFTUNG AUSGESCHLOSSEN.



Länge rechtes Bein /cm (vom Bo- den)	Umfang rechtes Bein/cm			Umfang linkes Bein/cm	Länge linkes Bein /cm (vom Bo- den)
ℓT _____	Becken KT/cm:			ℓT _____	
ℓH _____	Vorderseite _____			ℓH _____	
	Hinter _____				
ℓG _____	_____ cG			ℓG _____	
ℓF _____	_____ cF			ℓF _____	
ℓE _____	_____ cE			ℓE _____	
ℓD _____	_____ cD			ℓD _____	
ℓC _____	_____ cC			ℓC _____	
ℓB^1 _____	_____ cB ¹			ℓB^1 _____	
ℓB _____	_____ cB			ℓB _____	
	_____ cY				
	_____ cA				
Fußlänge ohne Zehe (ℓA) _____		Fußlänge ohne Zehe		Fußlänge ohne Zehe	Fußlänge ohne Zehe (ℓA) _____
mit Zehe (ℓZ) _____		Fußlänge mit Zehe		Fußlänge mit Zehe	mit Zehe (ℓZ) _____
Schuhgröße _____					Schuhgröße _____

CHAUSSETTES SUR MESURE

LES MESURES DOIVENT ÊTRE PRISES LE MATIN.
AUCUNE RESPONSABILITÉ N'EST ACCEPTÉE POUR DES MESURES
INEXACTES.



Longueur
jambe droite
/cm (du sol)

Circonférence
jambe droite/cm

Circonférence
jambe gauche/cm

Longueur
jambe gauche
/cm (du sol)

ℓT _____

Bassin
KT/cm:

devant _____
derrière _____

cT _____

ℓT _____

ℓH _____

cH _____

ℓH _____

ℓG _____

cG _____

cG _____

ℓG _____

ℓF _____

cF _____

cF _____

ℓF _____

ℓE _____

cE _____

cE _____

ℓE _____

ℓD _____

cD _____

cD _____

ℓD _____

ℓC _____

cC _____

cC _____

ℓC _____

ℓB^1 _____

cB¹ _____

cB¹ _____

ℓB^1 _____

ℓB _____

cB _____

cB _____

ℓB _____



cY _____

cY _____


cA _____

cA _____

Longueur du pied
sans orteil (ℓA) _____
avec orteil (ℓZ) _____
Pointure de chaussure _____



Longueur du pied
sans orteil (ℓA) _____
avec orteil (ℓZ) _____
Pointure de chaussure _____



CALZE SU MISURA

LE MISURE DEVONO ESSERE PRESE AL MATTINO.
SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER MISURAZIONI INESATTE.



Misure Lunghezza
gamba destra
/cm (da terra)

ℓT _____

ℓH _____

ℓG _____

ℓF _____

ℓE _____

ℓD _____

ℓC _____

ℓB^1 _____

ℓB _____

Lunghezza del piede
senza punta (ℓA) _____
con punta (ℓZ) _____
Numero scarpa _____

Misura Circonferenza
gamba destra/cm

Misure Bacino KT/cm:

davanti _____

dietro _____

_____ cG _____

_____ cF _____

_____ cE _____

_____ cD _____

_____ cC _____

_____ cB^1 _____

_____ cB _____

_____ cY _____

_____ cA _____

Lunghezza piede
senza punta
Lunghezza piede
con punta

Misura Circonferenza
gamba sinistra/cm

cT _____

cH _____

cG _____

cF _____

cE _____

cD _____

cC _____

cB^1 _____

cB _____

cY _____

cA _____

Lunghezza piede
senza punta
Lunghezza piede
con punta

Misure Lunghezza
gamba sinistra
/cm (da terra)

ℓT _____

ℓH _____

ℓG _____

ℓF _____

ℓE _____


ℓD _____

ℓC _____

ℓB^1 _____

ℓB _____

Lunghezza del piede
senza punta (ℓA) _____
con punta (ℓZ) _____
Numero scarpa _____





**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better




BESTELLEN SIE ÜBER DIE APP

1 Senden Sie Ihre Smartphone-Nummer und den Firmennamen an info@od-connekt.com. Sie erhalten umgehend einen **Benutzernamen** und ein **Passwort**

2 Apple Phone: Gehen Sie in den **Apple Store** /
Android Phone: Gehen Sie zu **Google Play Store**

3 Suchen Sie nach **OD-Connekt**



4 Klicken Sie das Icon an und installieren Sie die App. Wählen Sie **KÄUFER /BUYER**

5 Login und bestellen Sie die gewünschten Artikel

ÜBER PC BESTELLEN

1 Senden Sie Ihre Smartphone-Nummer und den Firmennamen an info@od-connekt.com. Sie erhalten umgehend einen **Benutzernamen** und ein **Passwort**

2 [Klicken Sie hier](#)

3 Login und bestellen Sie die gewünschten Artikel



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better




COMMANDEZ VIA L'APPLICATION

1 Envoyez le numéro de smartphone et le nom de l'entreprise à info@od-connekt.com et vous recevrez un **nom d'utilisateur** et un **mot de passe**



2 Apple Phone - aller à l'**Apple Store** /
Téléphone Android - aller à **Google Play Store**

3 Rechercher
OD-Connekt



4 Obtenir et installer l'application, sélectionnez **BUYER**



5 Login et vous êtes prêt à commander

COMMANDE PAR PC

1 Envoyez le numéro de smartphone et le nom de l'entreprise à info@od-connekt.com et vous recevrez un **nom d'utilisateur** et un **mot de passe**

2 [Cliquez ici](#)

3 Login et vous êtes prêt à commander



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better




ORDINARE ATTRAVERSO L'APP

1 Invia un'e-mail a info@od-connekt.com con il tuo numero di cellulare e il nome della tua azienda. Ti verranno inviati **nome utente** e **password**



2 Telefono con sistema operativo **Apple**: vai su **Apple Store**
Telefono con sistema operativo **Android**: vai su **Google Play Store**

3 Cerca **OD-Connekt**



4 Scarica e installa l'App, seleziona **BUYER**



5 Accedi e sei pronto per ordinare

ORDINARE ATTRAVERSO PC

1 Invia un'e-mail a info@od-connekt.com con il tuo numero di cellulare e il nome della tua azienda. Ti verranno inviati **nome utente** e **password**

2 [Clicca qui](#)

3 Accedi e sei pronto per ordinare

NOTES PAGE

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

NOTES PAGE

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

NOTES PAGE

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

NOTES PAGE

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

NOTES PAGE

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20



ORTHOSERVICE RO+TEN

Take care feel better



www.orthoservice.com



9DCCT00026CH004_0923



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

ORTHOSERVICE AG

Via Milano, 7
CH-6830 Chiasso (TI)
Switzerland
Tel. +41 (0) 91 822 00 88
fax +41 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com
www.orthoservice.com

