


Calze

Le calze medicali

Le calze a compressione graduata sono ausili medico-chirurgici che il medico prescrive valutando le necessità del singolo paziente. Comprimono le vene superficiali per portare il sangue nell'asse venoso profondo che di solito presenta una funzione normale, evitando il peggioramento delle varici, l'insorgenza di problemi di stasi venosa o di ulcere venose.



La pressione esercitata dalla calza è massima alla caviglia e decresce salendo verso la coscia.

La forza di compressione alla caviglia viene comunemente espressa in mmHg (millimetri di mercurio).

Le calze medicali Orthoservice sono di Classe 1 e Classe 2: permettono il ritorno venoso dal basso verso l'alto (dai piedi al cuore) oltre che dal sistema venoso superficiale a quello profondo.



Valore di compressione a livello della caviglia:

- classe 1: 18-21 mmHg
- classe 2: 23-32 mmHg

LINEA NATURAL



RDM: 1412732

NATURAL



Gambaletto AD
punta aperta

Le calze a compressione graduata Natural sono tessute con filati di prima qualità. La presenza del cotone conferisce alla calza un finish naturale, morbido al tatto e piacevole sulla pelle.

Ogni singola calza attraversa un ciclo produttivo sia meccanico-computerizzato sia manuale e supera numerosi test qualitativi.

È confortevole, non perde la tenuta, non si smaglia facilmente.

INDICAZIONI

(classe di compressione a discrezione del medico)

- Disturbi funzionali come senso di pesantezza e affaticamento degli arti, senza varicosi visibile
- Varici modeste associate a disturbi soggettivi (varici che si allargano a ventaglio, varici a reticolo)
- Varicosi in gravidanza senza o con edema
- Edema serale, localizzato (di origine venosa)
- Varicosi primaria con edema
- Varicosi primaria allo stadio avanzato con edema (varici del vaso principale e delle ramificazioni)
- Insufficienza venosa cronica (IVC)
- Profilassi di trombosi ed embolie
- Tromboflebiti o varicotrombosi (trombosi superficiali) con eventuale presenza di edema
- TVP (trombosi venosa profonda)
- Edema post-trombotico con o senza trattamento secondario delle varici
- Per garantire il successo: dopo una terapia sclerosante, dopo un intervento selettivo alle varici, eseguito ambulatorialmente, dopo uno stripping
- Prima di una terapia sclerosante o di un intervento chirurgico per prevenire la comparsa di edemi
- Prevenzione e terapia delle ulcere
- Edema postoperatorio e post-traumatico a conclusione del trattamento di base
- Linfedema reversibile, dopo terapia di disostruzione complessa
- Linfedema irreversibile con sviluppo indurativo, successivo a terapia di disostruzione complessa
- Lipedema a partire dallo stadio II
- Edemi ciclici idiomatici
- Linfedema, a conclusione del trattamento di base
- Stati congestizi dovuti a immobilità
- Angiodisplasia

CARATTERISTICHE

- Realizzate in filato misto-cotone
- Prodotte con macchine circolari computerizzate di ultima generazione
- Cuciture elastiche a bassissimo profilo
- Realizzate con filati svizzeri di primissima qualità:
 - spessore sottile
 - soffice al tatto
 - garanzia di durata molto elevata e resistenza a unguenti e pomate
 - ottimo mantenimento delle proprietà elastiche-compressive nel tempo
- Tinte in filo per una migliore uniformità del colore e un miglior mantenimento dell'elasticità nel tempo
- Trama speciale al tallone e sulla punta per una maggior resistenza
- Numerosi controlli di qualità effettuati visivamente e con strumenti sensorizzati

CONTROINDICAZIONI

- Malattie avanzate delle occlusioni arteriose periferiche
- Insufficienza cardiaca scompensata
- Flebite settica (infiammazione delle vene causata da microorganismi)
- Phlegmasia coerulea dolens
- Dermatosi umide
- Intolleranza al materiale delle calze a compressione graduata
- Perdita di sensibilità delle estremità
- Neuropatia avanzata periferica (es. diabetes mellitus)
- Poliartriti primarie croniche

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio



Monocollant AG
punta aperta



Collant AT



Autoreggente AG
punta aperta

COMPOSIZIONE

- Classe1: 50% Poliammide - 30% Cotone - 20% Elastan
- Classe2: 46% Poliammide - 30% Cotone - 24% Elastan

Valore di compressione a livello della caviglia:

- Classe 1: 18-21 mmHg
- Classe 2: 23-32 mmHg

VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO LINEA NATURAL	Classe compressione		Colore	Tipo punta		Lunghezza	
	1	2	Beige	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Gambaletto AD	•	•	•	•	ND	•	•
Autoreggente AG	•	•	•	•	ND	•	•
Monocollant AG (dx/sx)	•	•	•	•	ND	•	•
Collant AT	•	•	•	ND	•	•	•


TABELLA MISURE

CIRCONFERENZE (cm)

TAGLIE		XS	S	M	L	XL	XXL
Vita	cT	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
Coscia	cG	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
Mezza Coscia	cF	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
Sottoginocchio	cD	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
Polpaccio	cC	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
Caviglia	cB	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31

LUNGHEZZE (cm)

MODELLO	TAGLIE	STANDARD	LONG
Gambaletto AD	ID	35-41	40-45
Autoreggente AG	IG	65-72	73-82
Monocollant AG	IG	65-72	73-82
Collant AT	IG	65-72	73-82



LINEA ELECTA



RDM: 1412735

ELECTA



Collant AT

Le calze a compressione graduata Electa uniscono l'efficacia terapeutica all'eleganza e allo stile. Morbide e fini, permettono di non rinunciare alla classe in tutte le occasioni.

Ogni singola calza attraversa un ciclo produttivo sia meccanico-computerizzato sia manuale e supera numerosi test qualitativi.

È confortevole, non perde la tenuta, non si smaglia facilmente.

INDICAZIONI

(classe di compressione a discrezione del medico)

- Disturbi funzionali come senso di pesantezza e affaticamento degli arti, senza varicosi visibile
- Varici modeste associate a disturbi soggettivi (varici che si allargano a ventaglio, varici a reticolo)
- Varicosi in gravidanza senza o con edema
- Edema serale, localizzato (di origine venosa)
- Varicosi primaria con edema
- Varicosi primaria allo stadio avanzato con edema (varici del vaso principale e delle ramificazioni)
- Insufficienza venosa cronica (IVC)
- Profilassi di trombosi ed embolie
- Tromboflebiti o varicotrombosi (trombosi superficiali) con eventuale presenza di edema
- TVP (trombosi venosa profonda)
- Edema post-trombotico con o senza trattamento secondario delle varici
- Per garantire il successo: dopo una terapia sclerosante, dopo un intervento selettivo alle varici, eseguito ambulatorialmente, dopo uno stripping
- Prima di una terapia sclerosante o di un intervento chirurgico per prevenire la comparsa di edemi
- Prevenzione e terapia delle ulcere
- Edema postoperatorio e post-traumatico a conclusione del trattamento di base
- Linfedema reversibile, dopo terapia disostruzione complessa
- Linfedema irreversibile con sviluppo indurativo, successivo a terapia di disostruzione complessa
- Lipedema a partire dallo stadio II
- Edemi ciclici idiomatici
- Linfedema, a conclusione del trattamento di base
- Stati congestizi dovuti a immobilità
- Angiodisplasia

CONTROINDICAZIONI

- Malattie avanzate delle occlusioni arteriose periferiche
- Insufficienza cardiaca scompensata
- Flebite settica (infiammazione delle vene causata da microorganismi)
- Phlegmasia coerulea dolens
- Dermatose umide
- Intolleranza al materiale delle calze a compressione graduata
- Perdita di sensibilità delle estremità
- Neuropatia avanzata periferica (es. diabete mellitus)
- Poliartriti primarie croniche

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio

CARATTERISTICHE

- Realizzate in filato misto-cotone
- Prodotte con macchine circolari computerizzate di ultima generazione
- Cuciture elastiche a bassissimo profilo
- Realizzate con filati svizzeri di primissima qualità:
 - spessore sottile
 - soffice al tatto
 - garanzia di durata molto elevata e resistenza a unguenti e pomate
 - ottimo mantenimento delle proprietà elastiche-compressive nel tempo
- Tinte in filo per una migliore uniformità del colore e un miglior mantenimento dell'elasticità nel tempo
- Trama speciale al tallone e sulla punta per una maggior resistenza
- Numerosi controlli di qualità effettuati visivamente e con strumenti sensorizzati



**Autoreggente AG
punta aperta**



**Monocollant AG
punta aperta**



**Gambaletto AD
punta chiusa**

COMPOSIZIONE

- Classe1: 74% Poliammide - 26% Elastan
- Classe2: 70% Poliammide - 30% Elastan

Valore di compressione a livello della caviglia:

- Classe 1: 18-21 mmHg
- Classe 2: 23-32 mmHg

VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO LINEA ELECTA	Colore	Classe compressione		Tipo punta		Lunghezza	
		1	2	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Gambaletto AD	Beige Nero	• •	• •	• •	• •	• •	• •
Autoreggente AG	Beige Nero	• •	• •	• •	• (solo CL1) •	• •	• •
Monocollant AG (dx/sx)	Beige	•	•	•	ND	•	•
Collant AT	Beige Nero	• •	• •	ND ND	• •	• •	• •
Collant AT materna	Beige	•	• •	ND	•	•	•


TABELLA MISURE

CIRCONFERENZE (cm)

TAGLIE		XS	S	M	L	XL	XXL
Vita	cT	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
Coscia	cG	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
Mezza Coscia	cF	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
Sottoginocchio	cD	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
Polpaccio	cC	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
Caviglia	cB	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31

LUNGHEZZE (cm)

MODELLO	TAGLIE	STANDARD	LONG
Gambaletto AD	ID	35-41	40-45
Autoreggente AG	IG	65-72	73-82
Monocollant AG	IG	65-72	73-82
Collant AT	IG	65-72	73-82



LINEA ELECTA

Kit post op

LINEA ELECTA



ELECTA



Costituito da un monocollant Electa e da 2 sottocalza, è un kit progettato per il delicato periodo post-operatorio nel trattamento chirurgico degli arti inferiori. Grazie alla sua particolare compressione, maggiore nella coscia rispetto al monocollant tradizionale, la calza riduce l'edema nella parte alta della gamba. La notevole elasticità del filato multi-fibra, la sua particolare lavorazione e la buona traspirabilità, ne fanno la calza ideale da indossare sia di giorno che di notte, assicurando efficacia e il massimo comfort possibile.

Il sottocalza, fine e delicato sulla pelle, aiuta a mantenere in sede la medicazione, facilitando la corretta applicazione della calza.

Sottocalza delicato sulla pelle per mantenere in sede la medicazione

Monocollant AG

CONTENUTO:

- Monocollant Electa CL2 punta aperta (standard o long)
- 2 Sottocalze fissa-medicazione (taglia unica)



VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO ELECTA POST OP	Colore	Classe compressione		Tipo punta		Lunghezza	
		1	2	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Monocollant AG (dx/sx)	Beige	•	•	•	ND	•	•

TABELLA MISURE

CIRCONFERENZE (cm)

TAGLIE		XS	S	M	L	XL	XXL
Vita	cT	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
Coscia	cG	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
Mezza Coscia	cF	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
Sottoginocchio	cD	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
Polpaccio	cC	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
Caviglia	cB	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31

LUNGHEZZE (cm)

MODELLO	TAGLIE	STANDARD	LONG
Monocollant AG	/G	65-72	73-82

COMPOSIZIONE

- Classe1: 50% Poliammide 30% Cotone - 20% Elastan
- Classe2: 46% Poliammide 30% Cotone - 24% Elastan

Valore di compressione a livello della caviglia:

- Classe 1: 18-21 mmHg
- Classe 2: 23-32 mmHg

LINEA ELECTA



Unisex

ELECTA

Mono-gambaletto AD
punta aperta



Mono-gambaletto ideale per pazienti con edema post-op, post-rimozione gesso e post-trauma.

VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO ELECTA ORTHOPAEDIC	Classe compressione		Colore	Tipo punta		Lunghezza	
	1	2		Aperta	Chiusa	Standard	Long
Mono-gambaletto AD	•	•	•	•	ND	•	•

TABELLA MISURE

CIRCONFERENZE (cm)

TAGLIE		XS	S	M	L	XL	XXL
Sottoginocchio	cD	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
Polpaccio	cC	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
Caviglia	cB	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31

LUNGHEZZE (cm)



MODELLO	TAGLIE	STANDARD	LONG
Mono-gambaletto AD	/D	35-41	40-45

COMPOSIZIONE

- Classe1: 74% Poliammide - 26% Elastan
- Classe2: 70% Poliammide - 30% Elastan

Valore di compressione a livello della caviglia:

- Classe 1: 18-21 mmHg
- Classe 2: 23-32 mmHg



LINEA TH

Calze per profilassi anti-tromboembolia

LINEA TH



RDM: 1412730



Monocollant




Monocollant punta ispezionabile



Gambaletto punta aperta

COMPOSIZIONE

- 82% Poliammide - 18% Elastan



VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO LINEA TH	Colore			Tipo punta		Lunghezza	
	Bianco	Aperta	Ispezionabile	Standard	Long		
Gambaletto	•	•	ND	•	•		
Autoreggente	•	•	ND	•	•		
Monocollant (dx/sx)	•	ND	•	•	•		

TABELLA MISURE

TABELLA MISURE GAMBALETTO

TAGLIE	S	M	L	XL
cB [cm]	18-21	21-24	24-27	27-30
cC [cm]	26-32	32-38	38-44	44-50
ID [cm]	Standard: fino a 41			
	Long: oltre 41			

TABELLA MISURE AUTOREGGENTE

TAGLIE	S	M	L	XL
cB [cm]	18-21	21-24	24-27	27-30
cC [cm]	26-32	32-38	38-44	44-50
cF [cm]	45-55	50-60	55-65	60-70
IG [cm]	Standard: fino a 74			
	Long: oltre 74			

TABELLA MISURE MONOCOLLANT*

TAGLIE	S	M	L	XL
cB [cm]	18-21	21-24	24-27	27-30
cC [cm]	26-32	32-38	38-44	44-50
cF [cm]	45-55	50-60	55-65	60-70
IG [cm]	Standard: fino a 74			
	Long: oltre 74			

* specificare destro o sinistro

Le calze sostegno

La terapia compressiva è il metodo conservativo più efficace per contrastare il senso di gambe stanche e pesanti, spesso conseguenza di un'immobilità prolungata in stazione eretta.

I muscoli degli arti inferiori, infatti, costituiscono efficaci "pompe naturali" del sangue venoso verso il cuore.

Quando i muscoli rimangono a lungo inattivi, il sangue venoso deve vincere la forza di gravità con la sola spinta circolatoria, la pressione venosa in quel punto aumenta anche di dieci volte rispetto al normale e, a lungo andare, le valvole che ne impediscono il reflusso verso il basso si affaticano.

Ecco perché indossare calze compressive è un accorgimento facile da adottare che si rivela estremamente utile per mantenere le gambe sempre toniche, elastiche e in buona salute.

LINEA METROPOLITAN MILK

Calze sostegno in filato con fibra di latte

LINEA METROPOLITAN MILK

RDM: 1412724



La linea di gambaletti Metropolitan Milk è stata studiata per le persone dalla pelle particolarmente sensibile. Grazie allo speciale filato, costituito da una miscela di viscosa e di una fibra proteica derivata dal latte (fibra naturale), risulta eccezionalmente morbida al tatto, pur mantenendo la sua efficacia compressiva. Assorbe il sudore, è estremamente confortevole e perfettamente dermatollerabile perché naturale. Tallone e punta anatomici e rinforzati. Elastico superiore anti-effetto laccio.

INDICAZIONI

- Ideale per
- insufficienza cronica leggera
 - vene varicose
 - gonfiori

CARATTERISTICHE

- Presenza di fibra proteica derivata dal latte, naturale, dermocompatibile e piacevole al tatto
- Tallone e punta anatomici e rinforzati
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati

COMPOSIZIONE

- 53% Viscosa - 23% Proteica (latte) - 14% Poliammide - 10% Elastan

Valore di compressione a livello della caviglia:

- 15-18 mmHg

VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO METROPOLITAN MILK	Compressione	Colore		Tipo punta		Lunghezza	
	15/18 mmHg	Nero	Blu	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Gambaletto	•	•	•	ND	•	•	ND

TABELLA MISURE

TAGLIE	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
Taglia scarpa [EU]	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
Misura piede [cm]	23-25	24.4-26.4	25.7-27.7	27-29	28.4-30.4
Circonferenza caviglia [cm]	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30



LINEA SUITE LADY



Lady

RDM: 1517195

SUITE LADY



Autoreggente



Gambaletto

Collant



La linea di calze Suite Lady è dedicata alle donne che vogliono occuparsi della salute delle proprie gambe in tutta riservatezza. Trasparenza, eleganza e comfort sono pari a quelle di una qualsiasi calza fashion con, in più, l'efficacia salutare della compressione.

Il circolo venoso e quello linfatico sono supportati in qualsiasi momento della giornata, sia nella camminata che nelle ore di immobilità, dando un'immediata sensazione di sollievo e prevenendo i gonfiori serali. Tallone e punta anatomici e rinforzati.

INDICAZIONI

12-14mmHg per:

- problemi circolatori leggeri
- tendenza alle vene varicose
- gravidanza

15-18mmHg per:

- insufficienza cronica leggera
- vene varicose
- gonfiori
- gravidanza

CARATTERISTICHE

- Maglia a rete
- Tallone e punta anatomici e rinforzati
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati

COMPOSIZIONE

- 12-14mmHg (70 DEN): 83% Poliammide, 17% Elastan
- 15-18mmHg (140 DEN): 75% Poliammide, 25% Elastan

VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO SUITE LADY	Classe compressione		Colore				Tipo punta		Lunghezza	
	12/14mmHg (70 DEN)	15/18mmHg (140 DEN)	Nero	Visone	Playa	Clear	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Gambaletto	•	•	•	•	•	•	ND	•	•	ND
Autoreggente	•	•	•	•	•	•	ND	•	•	ND
Collant	•	•	•	•	•	•	ND	•	•	ND
Collant calibrato	•	ND	ND	•	ND	•	ND	•	•	ND
	ND	•	•	•	ND	ND	ND	•	•	ND

TABELLA MISURE

CIRCONFERENZE (cm)

TAGLIE	1	2	3	4	5
Altezza [cm]	154-162	158-166	162-174	166-182	174-190
Peso [kg]	43-53	48-63	58-73	63-83	68-93
Circonferenza caviglia [cm]	18-20.5	20.5-23	23-25.5	25.5-28	28-30.5



LINEA SUITE MAN



RDM: 1412727

SUITE
MAN



La linea di gambaletti al ginocchio Suite Man è pensata per l'uomo contemporaneo, che sta seduto oppure in piedi per molte ore o che deve affrontare lunghi viaggi in aereo, con tutti i fastidi che derivano dalla pressurizzazione e dalla lunga immobilità in uno spazio ristretto.

Costituiti dal 70% di cotone, i gambaletti risultano morbidi e piacevoli sulla pelle pur applicando la loro benefica azione compressiva.

Tallone e punta anatomici e rinforzati.

Elastico superiore anti-effetto laccio.

INDICAZIONI

12-14mmHg per:

- problemi circolatori leggeri
- tendenza alle vene varicose

15-18mmHg per:

- insufficienza cronica leggera
- vene varicose
- gonfiori

CARATTERISTICHE

- Composti al 70% di cotone
- Zona polpaccio rinforzata
- Tallone e punta anatomici e rinforzati
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati

COMPOSIZIONE

- 70% Cotone - 15% Poliammide - 15% Elastan

VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO SUITE MAN	Compressione		Colore		Tipo punta		Lunghezza	
	12/14mmHg	15/18mmHg	Nero	Blu	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Gambaletto	•	•	•	•	ND	•	•	ND

TABELLA MISURE

TAGLIE	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
Taglia scarpa [EU]	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
Misura piede [cm]	23-25	24.4-26.4	25.7-27.7	27-29	28.4-30.4
Circonferenza caviglia [cm]	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30



LINEA DIA SOFT

Calze per diabetico in filato con fibra Crabyon

LINEA DIA SOFT



Unisex

RDM: 1412727



Gambaletto AD



INDICAZIONI

Ideale per

- piede diabetico
- artrite
- piede d'atleta
- piede sensibile e delicato

CARATTERISTICHE

- Spessore ridotto
- Senza cuciture
- Fibra funzionale in Crabyon, traspirante e antibatterica
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati

COMPOSIZIONE

- 66% Cotone - 17% viscosa/Crabyon - 11% Poliammide - 6% Elastan

Antibatterico, ipoallergenico

La fibra tessile Crabyon utilizzata per i gambaletti Dia Soft è derivata dalla chitina del granchio. Oltre ad essere antibatterica e antimicrobica, è emostatica, completamente biodegradabile, anallergica, ecologica e biocompatibile, proprietà che si mantengono inalterate anche a seguito di numerosi lavaggi. Il Crabyon, inoltre, ha un alto potere assorbente dell'umidità ed a contatto con la pelle è in grado di prevenire la disidratazione, mantenendosi fresco ed esente da cattivi odori per un tempo relativamente lungo.



VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO DIA SOFT	Colore			Tipo punta	
	Bianco	Nero	Blu	Aperta	Chiusa
Gambaletto mezzo polpaccio	•	•	•	ND	•
Gambaletto AD	ND	•	•	ND	•

TABELLA MISURE

TAGLIE	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
Taglia scarpa [EU]	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
Misura piede [cm]	21.7-23.7	23-25	24.4-26.4	25.7-27.7	27-29	28.4-30.4



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. A1. Ambito di applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le forniture di merci effettuate da Ro+Ten S.r.l. ("Ro+Ten"), partita IVA 02705610968, con sede legale in Milano, Via Marco De Marchi, 7, alla propria clientela professionale ("Acquirente").
- 1.2 Qualsiasi deroga o modifica, come pure qualsiasi condizione particolare, sarà valida solo se concordata per iscritto tra Ro+Ten e l'Acquirente.
- 1.3 Ciascun contratto di fornitura si intende retto dalle presenti condizioni generali di vendita e, per quanto qui non disposto, dalle altre condizioni concordate per iscritto, le quali tutte costituiscono parti integranti e sostanziali del contratto di fornitura.

2. Conclusione

- 2.1 Il contratto si intende concluso mediante l'invio a Ro+Ten dell'ordine da parte dell'Acquirente e senza necessità di espressa accettazione da parte di Ro+Ten la quale si riserva comunque il diritto di non accettare l'ordine.
- 2.2 Ro+Ten può manifestare la propria volontà di non accettare l'ordine entro il termine di 10 giorni dal ricevimento mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Acquirente.
- 2.3 Del pari, eventuali impegni scritti o verbali di agenti, distributori e/o collaboratori esterni di Ro+Ten vincolano quest'ultima soltanto in caso di sua conferma scritta.
- 2.4 Senza pregiudizio alla validità ed alla efficacia delle presenti condizioni generali di vendita, con riferimento ai soli prodotti oggetto di compravendita, i cataloghi, listini o altri documenti promozionali hanno valore puramente indicativo e, salvo diverso accordo tra le due parti, non possono considerarsi in alcun modo parte del contratto.
- 2.5 Ro+Ten si riserva di apportare modifiche non sostanziali ai prodotti oggetto di fornitura e l'Acquirente rinuncia ora per allora ad ogni eccezione relativa alle modifiche poc'anzi dette.
- 2.6 Gli ordini ricevuti da Ro+Ten non potranno essere revocati o comunque annullati dall'Acquirente per alcun motivo. L'eventuale revoca o annullamento comporterà per l'Acquirente l'obbligo di corrispondere, comunque, l'intero prezzo della fornitura ordinata.

3. Prezzi

- 3.1 I prezzi indicati nel listino di Ro+Ten si intendono al netto delle spese di imballaggio, delle spese di trasporto, IVA e di qualsiasi altro onere fiscale.
- 3.2 Tali prezzi potranno essere variati da Ro+Ten senza preavviso, in considerazione di eventuali aumenti nel costo della manodopera e/o dei materiali, intervenuti fino alla data di consegna dei prodotti, come pure eventuali oneri fiscali divenuti applicabili nello stesso periodo.
- 3.3 I prezzi così variati costituiranno, ad ogni effetto, i prezzi finali di vendita.

4. Trasporto

- 4.1 La fornitura, salvo diversi accordi scritti, verrà effettuata in porto assegnato (spese a carico dell'Acquirente) nei seguenti casi:
 - Con spedizioni convenzionate Ro+Ten, per ordini di importo inferiore a Euro 100,00 addebiterà in fattura all'Acquirente l'importo di Euro 8,00.
 - Con spedizioni convenzionate Ro+Ten, per ordini di importo compreso tra Euro 100,00 e Euro 300,00 addebiterà in fattura all'Acquirente l'importo di Euro 12,91.
- 4.2 La fornitura verrà effettuata porto franco per ordini di importo superiore a Euro 300,00.

5. Pagamenti - Riservato Dominio

- 5.1 In caso di ritardo nel pagamento, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere a Ro+Ten gli interessi di mora secondo quanto disposto dal D. lgs. 231/2002, salvo il maggior danno. Al fine del computo degli interessi, ciascuna frazione di mese, verrà computata come un mese intero.
- 5.2 Ro+Ten si riserva di fatturare separatamente sia gli aumenti di prezzo di cui al precedente art. 3.2, sia le somme dovute a titolo di interesse.
- 5.3 È inteso che nessuna eccezione dell'Acquirente potrà valere quale titolo per sospendere o ritardare i pagamenti dovuti, per cui si conviene che ogni eventuale reclamo, eccezione, ragione e le contestazioni potranno essere fatte valere esclusivamente in un separato giudizio.
- 5.4 Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati presso il seguente istituto di credito: Banca Intesa San Paolo S.p.A., IBAN: IT08H0306934050100000002156
- 5.5 In caso di vendita rateale ovvero vendita con pagamento differito, la proprietà dei prodotti si trasferirà all'Acquirente soltanto all'atto dell'integrale pagamento del corrispettivo.

6. Consegna - Passaggio dei rischi

- 6.1 I termini di consegna indicati da Ro+Ten decorrono dalla data di ricevimento dell'ordine, in ogni caso, sono puramente indicativi. Eventuali dilazioni dei termini di consegna, comunque non superiori a 30 giorni, non potranno legittimare l'Acquirente a pretese di alcun genere.
- 6.2 Ro+Ten si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali.
- 6.3 La data del D.D.T. verrà considerata ad ogni effetto come data di consegna laddove l'Acquirente non proceda in proprio al ritiro della fornitura ordinata.
- 6.4 Il trasferimento dei rischi sui prodotti oggetto della fornitura ha luogo nel momento della spedizione. Resta quindi inteso che i prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell'Acquirente e che, nell'eventualità in cui Ro+Ten, su richiesta dell'Acquirente, affidi ad un vettore o spedizioniere la fornitura, tale spedizione verrà effettuato da Ro+Ten in nome e per conto dell'Acquirente senza trasferimento dei rischi derivati dal viaggio.

7. Garanzia

- 7.1 All'Acquirente si applica la garanzia generale prevista dagli artt. 1490 e ss. del Codice Civile. L'Acquirente dichiara di rinunciare, così come rinuncia espressamente, alla garanzia, nonché al diritto di regresso nei confronti di Ro+Ten, decorso il termine di un anno dalla data di consegna del prodotto.
- 7.2 Laddove l'Acquirente rientri nella qualifica di consumatore di cui all'Art. 3 del Codice del Consumo, resta ferma la sola garanzia legale di conformità ex Art. 128 ss. del Codice del Consumo sui prodotti della durata di due anni dalla data di consegna. In ogni caso, l'Acquirente consumatore dichiara di rinunciare, così come rinuncia espressamente, a qualsiasi garanzia, nonché al diritto di regresso nei confronti di Ro+Ten, decorso il termine di due anni dalla data di consegna del prodotto.
- 7.3 La garanzia di cui agli articoli che precedono non copre i difetti del prodotto derivanti da normale usura, uso anomalo o improprio, da eventi accidentali o comunque dolosamente provocati al prodotto medesimo, né copre i difetti derivanti da riparazioni effettuate da soggetti diversi dal produttore o dal venditore.

- 7.4. In presenza di un acclarato vizio di conformità, il cliente ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o sostituzione del bene difettoso da parte di Ro+Ten, senza addebito di spese, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
- 7.5. Ro+Ten fornisce una garanzia sui pezzi di ricambio della durata di sei mesi dalla data di consegna. Pertanto l'acquirente dichiara di rinunciare, così come rinuncia espressamente, alla garanzia, nonché al diritto di regresso nei confronti di Ro+Ten S.r.l., al termine dei sei mesi dalla data di consegna del predetto pezzo di ricambio, in deroga all'art. 1490 c.c. e ss.
- 7.6. È espressamente esclusa ogni garanzia ulteriore rispetto a quelle indicate.

8. Restituzione dei prodotti

- 8.1 Nessun prodotto potrà essere restituito dall'Acquirente senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Commerciale di Ro+Ten. Tale autorizzazione non implicherà in ogni caso alcun riconoscimento in ordine ai difetti denunciati.
- 8.2 In assenza dell'autorizzazione scritta da parte della Ro+Ten i prodotti restituiti verranno immediatamente rispediti all'Acquirente, con addebito dei relativi costi.
- 8.3 Le spese di restituzione, come pure quelle per la riconsegna all'Acquirente dei prodotti eventualmente sostituiti, saranno a carico dell'Acquirente. Resi di merce con spese di trasporto a carico di Ro+Ten verranno automaticamente respinte.
- 8.4 In ogni caso, si conviene che non sarà ammessa la restituzione dei prodotti che risultino:
 - obsoleti e/o fuori listino
 - in confezione non originale e/o manomessi e/o danneggiati.
- 8.5 Per resi autorizzati, l'Acquirente è tenuto a specificare sul documento di trasporto alla voce causale il motivo del reso e il numero di autorizzazione del materiale reso. La spedizione di tutti i prodotti resi dovrà essere indirizzata presso il magazzino di Ro+Ten, Magazzini spedizioni, Via Comasina n. 111, 20843 Verano Brianza MB

9. Decadenza del beneficio del termine.

Clausola risolutiva espressa. Solve et repete

- 9.1 In caso di vendita della fornitura con pagamento rateale, il mancato rispetto di anche uno solo dei termini di pagamento comporterà la decadenza dell'Acquirente dal beneficio del termine e, pertanto, Ro+Ten avrà facoltà di richiedere l'immediato pagamento dell'intero prezzo.
- 9.2 Senza pregiudizio per quanto precede, in caso di mancato o ritardato pagamento, Ro+Ten avrà altresì il diritto di determinare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'Acquirente.
- 9.3 Per l'effetto, l'Acquirente, oltre a dover provvedere all'immediata restituzione dei prodotti, a sue spese, sarà tenuto a corrispondere a Ro+Ten una penale pari al 10% del prezzo d'acquisto dei prodotti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Risoluzione

Oltre che nelle altre ipotesi espressamente previste nelle presenti condizioni generali, il contratto di fornitura si intenderà automaticamente risolto, per effetto dell'invio di comunicazione scritta all'Acquirente da parte di Ro+Ten, qualora a carico dell'Acquirente intervenga o sia richiesta l'apertura di una procedura di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altra procedura, o l'Acquirente sia messo in liquidazione.

11. Forza Maggiore

Nel caso in cui Ro+Ten non sia in grado, in tutto o in parte, di consegnare la fornitura dell'ordine ricevuta dall'Acquirente, a causa di eventi di forza maggiore o di eventi di caso fortuito non evitabili, la consegna verrà sospesa ovvero cancellata, estinguendosi l'obbligazione, in relazione al tipo di impedimento. Nei predetti casi non potrà essere invocata la responsabilità di Ro+Ten né, tantomeno, potranno essere chiesti e ottenuti risarcimenti del danno.

12. Diritti di proprietà industriale

Qualunque menzione o utilizzo dei marchi, nomi commerciali, sigle, o loghi appartenenti o depositati o comunque utilizzati da Ro+Ten, ovvero da società dalla medesima rappresentate, su qualsiasi tipo di supporto, e qualunque sia l'utilizzo e la destinazione, dovranno essere preliminarmente autorizzati per iscritto da Ro+Ten. È vietata la vendita on-line di tutti i prodotti per i quali Ro+Ten, sulle relative confezioni e/o al loro interno, ha espressamente escluso la vendita attraverso tale canale distributivo.

13. Legge applicabile - Foro competente

- 13.1 I contratti retti dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.
- 13.2 Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione dei contratti retti dalle presenti condizioni generali sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano

14. Informazioni ai sensi della Privacy

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 24 lett. a, b, c, D. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 6 lett. b - f, Regolamento UE 679/2016, Ro+Ten comunica ai propri acquirenti che i dati personali dagli stessi conferiti al momento della sottoscrizione dell'ordine e/o della compilazione della fattura sono esclusi dal consenso dell'interessato in quanto raccolti, trattati e detenuti unicamente per le seguenti attività: fornitura dei servizi richiesti dall'interessato nell'ambito del rapporto/ contratto in essere (es. fornitura prodotti; gestione rapporto commerciale; adempimento obblighi precontrattuali; conclusione contratti; etc.); finalità legate all'organizzazione delle iniziative istituzionali, ivi comprese finalità di interesse legittimo correlate; adempimenti amministrativi (es. fatturazione), contabili e fiscali, recepimento e gestione di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio in materia di anticiclaggio) a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo; l'esercizio dei diritti del Titolare e gestione di un eventuale contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza.

Le condizioni generali di vendita sopra specificate sono in vigore a far data dal 17 aprile 2024.



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better



www.orthoservice.com



UNI CEI EN ISO 13485:2011
UNI EN ISO 9001:2015



9DCCT0003ITA07.0324

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Copyright Orthoservice Ro+Ten Aprile 2024

Le descrizioni e le immagini presenti in questo documento sono a mero scopo esemplificativo e commerciale. Orthoservice Ro+Ten si riserva il diritto di modificarle in base alle proprie necessità.



RO+TEN S.r.l.

Via Comasina, 111
20843 Verano Brianza (MB)
tel. +39 039 601 40 94
fax +39 039 601 42 34
info@roplusten.com
www.roplusten.com



PER EFFETTUARE UN ORDINE:

numero verde fax
800-905380



inviaci una email
ordiniclienti@roplusten.com



ordina on-line
www.orthoservice.com

