

**LEICHT. BEQUEM. PRAKTISCH.**  
**PRODUKTE, MIT DENEN SIE  
SICH IMMER SICHER FÜHLEN.**



**ORTHOSELF**

BY ORTHOSERVICE



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better

# ELASTISCHE BANDAGEN ZUM SCHUTZ IHRER GELENKE

## VERTRAUEN UND SICHERHEIT JEDEN TAG

Nach einer Verstauchung, einer Zerrung oder einer Sehnenentzündung bleibt oft die Sorge, eine falsche Bewegung zu machen und das gleiche Trauma noch einmal zu durchleben.

**DIE ELASTISCHEN BANDAGEN VON ORTHOSELF GEBEN IHNEN VERTRAUEN UND SICHERHEIT BEI JEDER BEWEGUNG ZURÜCK.**

## FÜR WEN SIE GEMACHT SIND

**Für alle**, die das Gefühl haben, eine angeborene oder posttraumatische Anfälligkeit für Verletzungen zu haben.

**Für Sportler**, die nach Verletzungen schnell wieder in ihr Training einsteigen wollen

**Für ältere Menschen**, die Bewegungssicherheit verloren haben.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

# DER SECHSTE SINN IHRES KÖRPERS - PROPRIOREZEPTOREN

## SOMATOSENSORISCHE REZEPTOREN

Muskeln, Gelenke, Sehnen und Haut sind mit körpereigenen Propriozeptoren übersät. Sie senden dem Gehirn Informationen über Körperhaltung, Temperatur, Beschaffenheit von Oberflächen und mehr. Je nachdem, was das Gehirn empfängt, sendet es Signale zurück und nimmt dabei, wenn nötig, Korrekturen vor, um Gleichgewicht oder Bequemlichkeit beizubehalten und Schmerz zu vermeiden.

## WAS NACH EINER VERLETZUNG ODER EINEM TRAUMA PASSIERT

Nehmen wir zum Beispiel die Genesung nach einer Unterschenkelkontraktur: Das Gliedmaß sendet seine veränderte Funktion an das Gehirn und das Gehirn antwortet mit „Schonen“ und „Verlagern“ von mehr Arbeit auf das andere Bein, das mit der Zeit darunter leiden wird. **Dieser Teufelskreis muss unterbrochen werden.**



# GEZIELTE KOMPRESSION FÜR EINE ANGENEHME UNTERSTÜTZUNG

## WIE SIE KONSTRUIERT SIND

Die Bandagen sind nahtlos aufgebaut, anatomisch geformt und elastisch. Sie bestehen aus einem Spezialgewebe, das für eine mittlere bis starke Kompression sorgt, die sich gut verteilt und in den grauen Bereichen etwas mehr akzentuiert ist, eben genau dort, wo Sie sie am meisten brauchen. Sie sind sehr angenehm zu tragen, atmungsaktiv, schmiegen sich Ihrem Körper perfekt an und sind äußerst bequem.

## WIE SIE WIRKEN

Die Bandagen üben eine **gezielte Kompression** aus und stimulieren alle Ihre wichtigen Rezeptoren auf positive Weise, damit sie Ihrem Gehirn die richtigen Impulse geben und die natürliche Haltung wiederherstellen. Sie fördern die **Durchblutung** und damit das **Zurückgehen von Schwellungen** und sorgen für eine günstige **Körpertemperatur**. Nach dem Überstreifen spüren Sie ein angenehmes **Stützgefühl** und fühlen sich ermutigt, den betroffenen Bereich mit **größerer Sicherheit** zu bewegen.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

# EPI-S32

## ELLENBOGEN-BANDAGE

- ✓ **GEGEN CHRONISCHE SCHMERZEN, BEI SCHLEIMBEUTEL- ODER SEHNENENTZÜNDUNG**
- ✪ **Nahtlos, anatomisch und elastisch für einen perfekten Halt**
- ✪ **Atmungsaktiv und hautfreundlich**
- ✪ **Mittlere bis starke Kompressionsleistung (Klasse II)**
- ✪ **Bequeme Randabschlüsse**
- ✪ **Material: 70% Polyamid, 30% Elastan**

REF.19032

Größen	XS	S	M	L	XL
Umfang cm*	20/23	23/27	27/31	31/35	35/40

Beidseitig / \*Umfang der breitesten Stelle am Unterarm



Alle ORTHOSELF-Bandagen sind mit Hochleistungs-Rundstrickautomaten von Merz hergestellt, wobei die gleichen Kriterien wie für die Produktion medizinischer Kompressionsstrümpfe der Klasse II angewandt werden.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

# MANU-S19

## HANDGELENKSBANDAGE

- ✓ ZUR NACHBEHANDLUNG VON ZERRUNGEN UND STAUCHUNGEN DES HANDGELENKS
- ✓ BEI SEHNEN- UND SEHNENSCHIEDENENTZÜNDUNG
- ✓ GEGEN DEGENERATIVE UND ENTZÜNDLICHE PATHOLOGIEEN DES HANDGELENKS

- ✦ Nahtlos, anatomisch und elastisch für einen perfekten Halt
- ✦ Atmungsaktiv und hautfreundlich
- ✦ Mittlere bis starke Kompressionsleistung (Klasse II)
- ✦ Bequeme Randabschlüsse
- ✦ Mit Stütze für den Daumen
- ✦ Material: 70% Polyamid, 30% Elastan

REF.19019

Größen	XS	S	M	L	XL
Umfang cm*	14,5/15,5	15,5/16,5	16,5/17,5	17,5/18,5	18,5/20

Beidseitig / \*Umfang der Handgelenks



Alle ORTHOSELF-Bandagen sind mit Hochleistungs-Rundstrickautomaten von Merz hergestellt, wobei die gleichen Kriterien wie für die Produktion medizinischer Kompressionsstrümpfe der Klasse II angewandt werden.



ORTHOSERVICE  
BY ORTHOSERVICE

# MIO-S33

## OBERSCHENKELBANDAGE

- ✓ **VERHÄRTUNGEN (KONTRAKTUREN) UND MUSKELZERRUNGEN IM OBERSCHENKEL**
- ✓ **HILFSMITTEL FÜR DIE WIEDERAUFNAHME SPORTLICHER AKTIVITÄTEN NACH EINEM TRAUMA**
- ✦ **Nahtlos, anatomisch und elastisch für einen perfekten Halt**
- ✦ **Atmungsaktiv und hautfreundlich**
- ✦ **Mittlere bis starke Kompressionsleistung (Klasse II)**
- ✦ **Bequeme Randabschlüsse**
- ✦ **Material: 70% Polyamid, 30% Elastan**

REF.19033

Größen	S	M	L	XL	XXL
Umfang cm*	45/48	48/52	52/56	56/61	61/67

Beidseitig / \*Umfang in der Mitte des Oberschenkels



Alle ORTHOSELF-Bandagen sind mit Hochleistungs-Rundstrickautomaten von Merz hergestellt, wobei die gleichen Kriterien wie für die Produktion medizinischer Kompressionsstrümpfe der Klasse II angewandt werden.



ORTHOSELF  
BY ORTHOSERVICE

# GENU-S60

## KNIEGELENKSBANDAGE

- ✓ **KNIESCHMERZEN AUFGRUND VON PRELLUNGEN**
- ✓ **ERSTE ARTHROSESTADIEN**
- ✓ **SEHNENENTZÜNDUNG (TENDINITIS)**

- ✦ **Nahtlos, anatomisch und elastisch für einen perfekten Halt**
- ✦ **Atmungsaktiv und hautfreundlich**
- ✦ **Mittlere bis starke Kompressionsleistung (Klasse II)**
- ✦ **Bequeme Randabschlüsse**
- ✦ **Material: 70% Polyamid, 30% Elasthan**

REF.19060

Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
Umfang cm*	35/38	38/41	41/45	45/49	49/54	54/60

Beidseitig / \*Umfang des Oberschenkels in 15 cm über der Knie Scheibe



Alle ORTHOSELF-Bandagen sind mit Hochleistungs-Rundstrickautomaten von Merz hergestellt, wobei die gleichen Kriterien wie für die Produktion medizinischer Kompressionsstrümpfe der Klasse II angewandt werden.



ORTHOSELF  
BY ORTHOSERVICE

# MIO-S34

## UNTERSCHENKELBANDAGE

- ✓ **VERHÄRTUNGEN (KONTRAKTUREN) UND MUSKELZERRUNGEN IN DER WADE**
- ✓ **HILFSMITTEL FÜR DIE WIEDERAUFNAHME SPORTLICHER AKTIVITÄTEN NACH EINEM TRAUMA**
- ✦ **Nahtlos, anatomisch und elastisch für einen perfekten Halt**
- ✦ **Atmungsaktiv und hautfreundlich**
- ✦ **Mittlere bis starke Kompressionsleistung (Klasse II)**
- ✦ **Bequeme Randabschlüsse**
- ✦ **Material: 70% Polyamid, 30% Elastan**

REF.19034

Größen	S	M	L	XL
Umfang cm*	33/36	36/39	39/43	43/48

Beidseitig / \*Umfang des Oberschenkels in 15 cm über der Kniescheibe



Alle ORTHOSELF-Bandagen sind mit Hochleistungs-Rundstrickautomaten von Merz hergestellt, wobei die gleichen Kriterien wie für die Produktion medizinischer Kompressionsstrümpfe der Klasse II angewandt werden.



ORTHOSELF  
BY ORTHOSERVICE

# MALLEO-S37

## FUSSGELENKSBANDAGE

### ✓ PRELLUNGEN ✓ TENDOPATHIE DES SPANNS UND DER PERONALSEHNEN

- ✪ Nahtlos, anatomisch und elastisch für einen perfekten Halt
- ✪ Besonders strapazierfähiges Gewebe im Fersenbereich
- ✪ Atmungsaktiv und hautfreundlich
- ✪ Mittlere bis starke Kompressionsleistung (Klasse II)
- ✪ Bequeme Randabschlüsse
- ✪ Material: 70% Polyamid, 30% Elastan

REF.19037

Größen	XS	S	M	L	XL
Umfang cm*	19/21	21/24	24/27	27/30	30/33

Beidseitig / \*Umfang des Fußgelenks



Alle ORTHOSELF-Bandagen sind mit Hochleistungs-Rundstrickautomaten von Merz hergestellt, wobei die gleichen Kriterien wie für die Produktion medizinischer Kompressionsstrümpfe der Klasse II angewandt werden.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE



BY ORTHOSERVICE



90CCT00025DE002.0525



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



**ORTHOERVICE DEUTSCHLAND GmbH**

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHOERVICE POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**OSUK Ltd**

Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

**RO+TEN S.r.l.**

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better