

Niestabilny bark ma swojego sprzymierzeńca: **Shouldercross**

NIESTABILNOŚĆ BARKU MOŻE BYĆ:

- **idiopatyczna:** w przypadku obecności wrodzonej nadmiernej elastyczności- dyslokacji struktur więzadłowych
- **mikrourazowe:** występujące u sportowców ze względu na częste powtarzanie tych samych ruchów, powodując ekstremalne obciążenia stawów
- **pourazowe:** całkowita lub częściowa utrata połączeń stawowych między głową kości ramiennej a glenoidem.

Nowa wersja **Shouldercross**, innowacyjna, alternatywna terapia

W fazie zapobiegawczej lub fазie pourazowej

Stosowanie **Shouldercross** od 2 do 6 godzin podczas „ryzykownych” aktywności sportowych i zawodowych pomaga ustabilizować staw, ogranicza incydenty zwichnięcia i dyslokacji, przywracając pacjentowi pewność siebie.

W bolesnych i niestabilnych barkach

Stosowanie **Shouldercross** od 2 do 4 miesięcy w połączeniu z prawidłową rehabilitacją skraca czas powrotu do zdrowia i odsetek potrzebnych interwencji dotyczących stabilizacji.

W fazie pooperacyjnej

Shouldercross umożliwia znacznie bardziej komfortowy powrót do zdrowia i rehabilitację bez unieruchamiania.

We wszystkich przypadkach

zdecydowanie zaleca się stosowanie **Shouldercross** aż do uzyskania przez pacjenta odczuwanych korzyści.

90CDP00142PL004_09/24

shouldercross

Funkcjonalna orteza barku

NEW

REF.20726 R
REF.20726 L

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód bicepsa cm	22/26	26/30	30/35	35/40	40/45
Kolor	szary				

określ prawy lub lewy



Wskazania

- Leczenie zachowawcze niestabilności przedniego i tylnego zwichnięcia stawu ramiennego.
- Ochrona podczas ryzykownych aktywności sportowych lub zawodowych, w oczekiwaniu na operację lub po operacji stabilizującej.
- Pomocny podczas rehabilitacji przeciążonych barków lub barków z niestabilnością funkcjonalną.
- Wskazany po operacjach korekcji dużych uszkodzeń rotatorów lub w leczeniu zachowawczym rozległych zerwań rotatorów.
- Zalecany w leczeniu rehabilitacyjnym dyskinez łopatki.

Przeciwwskazania

- Obecnie nie są znane.



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better

shouldercross

Funkcjonalna orteza barku

NEW



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

**NOWY SYSTEM
REGULACJI TĘGOŚCI
MANKIETU NARAMIENNEGO**

NEW

Mankiet naramienny może być regulowany za pomocą **praktycznego rzepu Velcro®**, dzięki czemu idealnie przylega do kończyny.



**ELASTYCZNE SZLUFKI ŁĄCZĄCE Z
TAŚMĄ STABILIZUJĄCĄ Z ORTEZĄ**

ograniczają ruch zgodnie z zaleceniami lekarskimi:
ustawienie 1 lub **ustawienie 2**



**UNIERUCHOMIENIE
RÓWNIEŻ Z TYŁU**

**STRUKTURA MATERIAŁU
BREATHSKILL**

miękki i oddychający dzięki specjalnej tkaninie, która tworzy **strukturę 3D**. Zewnętrzny splot siatkowy zapewnia wytrzymałość.



**REGULOWANY
KONTRALATERALNIE PASEK
MOCUJĄCY Z REGULACJĄ**

System zapinania w kształcie grzybka. Stabilizuje ortezę zapobiegając migracji. Możliwe jest przycięcie paska do odpowiedniego rozmiaru zwracając uwagę na odpowiednie położenie wyściółki pod pachą.



Innowacyjny i funkcjonalny, stabilizuje ramię bez unieruchamiania go.